

## UN BREF APERÇU DE LA VIE DU DR. ROYAL RAYMOND RIFE

De nombreux médecins de renom ont travaillé avec le Dr Rife et ont confirmé ses découvertes ; cependant, comme il fallait parfois environ 20 heures pour se concentrer sur le virus, certains médecins n'ont pas pu voir le virus ni sa capacité à changer de forme et ont donc ignoré les découvertes du Dr Rife. Le Dr Rife a simplement ignoré les critiques et a poursuivi ses recherches.

Outre le microscope universel, le Dr Rife a également inventé le microscope ultraviolet hétérodirigé, un microdissecteur et un micromanipulateur. Grâce à ses travaux, il a reçu 14 prix et distinctions importants et a été nommé docteur honoris causa de l'université de Heidelberg.



## QU'EST-CE QUE LA "MINI RIFE MACHINE" ?

La mini-machine Rife est un appareil qui utilise la technologie de la thérapie par ondes vibratoires (fréquences) pour réduire la douleur et améliorer le bien-être général.

Il s'agit d'un petit appareil capable de tuer les "petits envahisseurs" tels que les parasites, les bactéries, les virus, etc. et de stimuler notre système immunitaire en donnant de l'énergie à nos globules blancs pour qu'ils tuent eux-mêmes ces envahisseurs.

La mini machine Rife utilise également une gamme de fréquences différentes pour masser les fibres musculaires, les détendre et stimuler le système nerveux. Cela peut contribuer à réduire les spasmes musculaires et à améliorer la mobilité.

## QUE S'EST-IL PASSÉ APRÈS LE DR. RIFE ?

L'idée que des virus puissent causer le cancer a été ignorée lorsqu'elle a été proposée par le Dr Rife ; cependant, en 1983, le Dr Zur Hausen a découvert qu'il existait un lien entre le papillomavirus humain et le cancer du col de l'utérus. Cette découverte lui a valu le prix Nobel en 2008.

En ce qui concerne le traitement des maladies par les fréquences de résonance, les chercheurs expérimentent actuellement les champs électromagnétiques de radiofréquence (CEM) pour traiter le cancer et, bien qu'ils en soient encore à leurs débuts, ils ont découvert que les ondes électromagnétiques de basse fréquence affectent réellement les cellules cancéreuses sans endommager les cellules saines environnantes, ce qui a été démontré par le Dr Rife il y a près de 80 ans.

En fabriquant ce petit appareil et grâce à votre intérêt, nous essayons de ressusciter les découvertes de Rife dans l'espoir qu'il reçoive un jour la reconnaissance qu'il mérite pour ses découvertes révolutionnaires.

## QUE CONTIENT LE PAQUET ?

- 1 Générateur de fréquences avec câble d'alimentation USB permettant de le connecter soit à une prise de courant, soit à une banque d'alimentation. (Attention : l'appareil n'est pas auto-alimenté).
- 1 câble coaxial BNC avec 2 fiches de 2 mm ;
- 10 électrodes (tampons) de 50 mm x 100 mm ;
- 1 paire de gants conducteurs
- 1 paire de genouillères conductrices
- 1 paire de chaussettes conductrices à connecter à l'appareil
- 1 masque conducteur pour les yeux



# MINI RIFE MACHINE PRÉCAUTIONS



## LA RÈGLE D'OR DU REFINING

Tout être vivant qui vit en vous ou sur vous, qui consomme votre énergie ou vos ressources sans rien vous apporter en retour, est un parasite. Cela inclut les insectes, les champignons, les bactéries et les virus. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que, à l'exception peut-être des virus, tous les parasites ont eux-mêmes d'autres parasites. Les virus et les spirochètes peuvent parasiter des bactéries. Les champignons peuvent parasiter d'autres champignons. Ils peuvent également héberger des virus, des bactéries et des insectes. Les insectes peuvent être porteurs de nombreux parasites différents à l'intérieur et à la surface de leur corps.

Il est tout à fait compréhensible que les personnes souffrant d'infestations d'insectes veuillent se débarrasser de leurs parasites dès qu'elles mettent la main sur un système Rife. Je l'ai fait moi-même et cela m'a conduit dans un monde de cauchemars et de souffrances. Lorsque vous tuez des centaines de milliers de grands parasites comme les acariens ("grands" par rapport aux bactéries), vous laissez en vie tous leurs parasites internes et externes.

Lorsque les corps des insectes se décomposent, tous les champignons, bactéries et virus encore vivants sont libérés dans la circulation sanguine. Et là, vous avez de gros problèmes. Puisque vous venez de tuer leur hôte, vous devrez prendre leur place. Vous venez de donner à votre système immunitaire déjà surchargé quelques millions de maux de tête supplémentaires à gérer. La règle d'or en matière d'affinage est donc la suivante : travaillez du plus petit au plus grand : Travaillez du plus petit au plus grand. On peut également l'appeler : Travailler de l'intérieur vers l'extérieur, des choses contenues au contenant lui-même.

Si vous procédez de cette manière, vous n'aurez pas d'ennuis terribles comme vous l'avez déjà fait, parce que lorsque vous arriverez enfin à tuer les plus gros parasites, vous aurez déjà tué tout ce que vous pouviez.

## PRÉCAUTIONS ET NOMBRE DE SÉANCES QUOTIDIENNES

La MINI RIFE MACHINE ne doit jamais être utilisée par les personnes souffrant de troubles cardiaques et par les porteurs d'implants électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. En outre, les prothèses et les implants métalliques peuvent être source d'inconfort.

L'énergie électrique appliquée au corps aura toujours une forte influence sur un élément aussi conducteur que les métaux. Il n'est donc pas recommandé d'affecter les zones du corps portant des prothèses métalliques par des courants électriques de différentes fréquences. Le corps a besoin de temps pour "traiter" les informations qu'il reçoit, c'est pourquoi une séance par jour (maximum deux) est recommandée.

## CONTRE-INDICATIONS :


La machine MINI RIFE n'est pas recommandée en cas de :

- Grossesse ;
- Problèmes cardiaques ;
- Stimulateurs cardiaques ;
- Epilepsie ;
- Thrombose veineuse profonde ou thrombophlébite ;
- Maladies hémorragiques ou tissu hémorragique actif.

Chaque set de la MINI RIFE MACHINE est équipé des accessoires suivants :

## CONTENT :

DESCRIPTION	QUANTITÉ
Dispositif NON autoalimenté	1 pièce
Câble d'alimentation USB	1 pièce
BNC - câble coaxial	1 pièce
Câble d'électrode	1 pièce
Électrodes adhésives 100mm x 50mm	10 pièce
Gants conducteurs	1 paire
Chaussettes conductrices	1 paire
Genouillères conductrices	1 paire
Masque conducteur	1 paire



## RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Connectez l'appareil à une source d'alimentation ou utilisez une source d'alimentation externe telle qu'un powerbank. Veuillez noter que l'appareil ne possède pas de batterie interne.

### 1. MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Une fois l'alimentation électrique connectée, appuyez sur le bouton d'alimentation (POWER) pour allumer l'appareil. Le voyant d'alimentation et le rétroéclairage de l'écran LCD s'allument simultanément.

### 2. CÂBLES DE CONNEXION

Branchez le câble BNC dans le trou latéral droit de l'appareil. Le câble doit se terminer par deux petites fiches bananes de 2 mm auxquelles vous pouvez connecter les électrodes ou les accessoires en tissu de fibres d'argent fournis.

### 3. SÉLECTION DE LA FORME D'ONDE

Sélectionnez uniquement la forme d'onde (SQUARE) SQUARE à l'aide de la touche MODE. Cette forme d'onde convient à l'élimination des agents pathogènes, à la désintoxication et à la guérison. Les autres formes d'ondes sont uniquement destinées à des applications futures et peuvent ne pas avoir l'effet désiré.

## 4-5 RÉGULATION DE LA FRÉQUENCE

Vous pouvez maintenant entrer la fréquence désirée en utilisant les boutons + et - pour ajuster la valeur. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton CURSOR, vous verrez un rectangle clignotant se déplacer vers la gauche, puis entrez une valeur à l'aide des boutons + et -.

### 6. LANCEMENT DE L'OPÉRATION

Lorsque la fréquence souhaitée a été saisie, appuyez sur la touche RUN/ STOP pour lancer l'opération. Le curseur clignotant disparaît.

### 7. RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DU SIGNAL

Si vous avez placé les électrodes sur la zone affectée, vous ressentirez probablement en quelques secondes des micro-impulsions à certaines fréquences. Cependant, à l'aide du bouton rotatif latéral marqué AMP (en bas à droite de l'appareil), vous pouvez régler, diminuer ou augmenter l'intensité du signal en fonction de la sensibilité de l'utilisateur.

## GANTS CONDUCTEURS POUR MINI-MACHINE RIFE



Les gants conducteurs reliés à la mini machine Rife sont utilisés dans la thérapie par ondes vibratoires pour restaurer et réparer les cellules endommagées du corps à l'aide de fréquences.

Ces gants peuvent offrir de nombreux avantages, notamment

- Réduction de la douleur : la stimulation des cellules musculaires peut réduire les douleurs musculaires et articulaires.
- Amélioration de la circulation sanguine : selon la fréquence réglée, ces gants peuvent augmenter le flux sanguin et améliorer la circulation.
- Réduction de l'inflammation : ces gants peuvent réduire l'inflammation dans la zone affectée.
- Amélioration de l'élasticité de la peau : Ils peuvent améliorer l'élasticité de la peau et réduire l'apparence des rides.
- Accélération de la cicatrisation : Ils peuvent accélérer la cicatrisation des plaies et des cicatrices.
- Réduction des symptômes de l'arthrite : Ils peuvent aider à réduire l'enflure et la douleur associées à l'arthrite.
- Amélioration du tonus musculaire : La stimulation des cellules musculaires peut contribuer à améliorer le tonus musculaire, réduisant ainsi l'apparition de spasmes et de crampes.

En résumé, les gants conducteurs reliés à la mini-machine Rife peuvent contribuer à réduire la douleur et l'inflammation, à améliorer la circulation sanguine, à accélérer la guérison et à atteindre des zones du corps difficiles à traiter avec d'autres applications.

## FICHES POUR ACCESSOIRES



Les fiches d'accessoires conducteurs sont utilisées pour connecter différents accessoires au Mini Rife Machine.

Ces fiches sont utilisées avec les gants, les chaussettes, les genouillères, le masque facial et les électrodes. Ces broches sont de taille standard et permettent d'assurer une connexion sûre et fiable entre les différents accessoires et le Mini Rife Machine.

Ces broches sont conçues pour être facilement insérées et retirées, ce qui rend la thérapie par fréquence plus pratique et plus commode.

Par exemple, si vous utilisez des gants conducteurs, vous pouvez connecter les gants à la Mini machine Rife lorsque vous en avez besoin et les retirer lorsque vous voulez terminer votre séance.

En résumé, les fiches accessoires conductrices sont un élément essentiel. Elles permettent d'assurer une connexion fiable et sûre entre les différents accessoires et le Mini Rife Machine, ce qui rend la thérapie plus pratique, plus efficace et plus commode.

## ÉLECTRODES 50 MM X 100 MM.

Les électrodes de 50 mm sur 100 mm sont utilisées avec la mini-machine Rife. Ces électrodes sont conçues pour être utilisées sur des parties spécifiques du corps, telles que les jambes, les bras, les épaules, le dos, d'autres muscles, les poignets, afin d'atteindre des zones non définies, comme pour l'équilibrage général du corps ou des zones difficiles à atteindre avec des accessoires.

Nous recommandons de toujours appliquer un gel conducteur avant d'utiliser les électrodes. Le gel conducteur permet d'améliorer la transmission du signal électrique entre l'électrode et la peau, ce qui augmente l'efficacité du traitement et prévient les éventuelles irritations cutanées.



## CHAUSSETTES CONDUCTRICES POUR MINI-MACHINE RIFE



Les bas conducteurs sont utilisés pour stimuler la circulation sanguine dans les pieds et les jambes. Cette thérapie peut avoir de nombreux avantages, notamment

## GENOUILLÈRES CONDUCTRICES POUR MINI-MACHINES RIFE

Les genouillères conductrices sont utilisées pour stimuler la circulation sanguine et réduire la douleur dans les genoux.

Voici quelques-uns des avantages potentiels des genouillères conductrices :

- Amélioration de la circulation sanguine : la thérapie par microcourant peut contribuer à améliorer la circulation sanguine et à réduire le gonflement des genoux.
- Réduction de la douleur : la stimulation des cellules musculaires peut réduire les douleurs musculaires et articulaires.
- Réduction de l'inflammation : la thérapie par microcourant peut réduire l'inflammation dans la zone affectée.
- Amélioration du tonus musculaire : la stimulation des cellules musculaires peut contribuer à améliorer le tonus musculaire et à réduire l'apparition de spasmes et de crampes.
- Aide à la guérison : la thérapie par microcourant peut accélérer le processus de guérison après une blessure au genou ou à une autre articulation.

- Amélioration de la circulation sanguine : les bas peuvent contribuer à améliorer la circulation sanguine et à réduire le gonflement des jambes.
- Réduction de la douleur : La stimulation des cellules musculaires peut réduire les douleurs musculaires et articulaires.
- Amélioration de l'élasticité de la peau : Les bas peuvent améliorer l'élasticité de la peau et réduire l'apparence des rides.
- Réduction de l'inflammation : Ils peuvent réduire l'inflammation dans la zone affectée.
- Accélération de la cicatrisation : Ils peuvent accélérer la cicatrisation des plaies et des cicatrices.
- Amélioration du tonus musculaire : La stimulation des cellules musculaires peut contribuer à améliorer le tonus musculaire, réduisant ainsi l'apparition de spasmes et de crampes.
- Amélioration de l'aspect de la cellulite : la thérapie par microcourant peut aider à réduire l'aspect de la cellulite.
- Ils peuvent atteindre des points de réflexologie pour améliorer la circulation de l'énergie dans le corps, réduire le stress et augmenter la vitalité.

En résumé, les bas conducteurs peuvent offrir de nombreux avantages, notamment l'amélioration de la circulation sanguine, la réduction de la douleur, l'élasticité de la peau, la réduction de l'inflammation, l'accélération de la cicatrisation, l'amélioration du tonus musculaire et la réduction de l'apparence de la cellulite.



## Masque pour les yeux pour MINI RIFE MACHINE



Le masque conducteur pour les yeux est utilisé pour réduire les signes de vieillissement autour des yeux, tels que les rides et les poches sous les yeux.

Voici quelques-uns des principaux avantages du masque conducteur pour les yeux :

- Réduction des rides : la thérapie par micro-courant peut aider à réduire les rides autour des yeux.
- Réduction des poches sous les yeux : la thérapie par microcourant peut aider à réduire les poches sous les yeux, donnant une apparence plus jeune et plus fraîche.
- Amélioration de l'élasticité de la peau : la thérapie par microcourant peut améliorer l'élasticité de la peau dans la zone du contour des yeux, améliorant ainsi l'apparence de la peau.
- Amélioration de l'aspect de la peau : la thérapie par microcourant peut améliorer l'aspect général de la peau dans la région du contour des yeux.
- Réduction de l'inflammation : la thérapie par microcourant peut limiter l'inflammation dans la zone du contour des yeux, réduisant ainsi le gonflement.
- Amélioration de la circulation sanguine : la thérapie par microcourant peut contribuer à améliorer la circulation sanguine dans la zone du contour des yeux, réduisant ainsi le gonflement et améliorant l'aspect de la peau.

En résumé, le masque conducteur pour les yeux peut offrir de nombreux avantages, notamment la réduction des rides et des poches sous les yeux, l'amélioration de l'élasticité et de l'aspect de la peau, la réduction de l'inflammation et l'amélioration de la circulation sanguine.

## ACCESSOIRES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Pour conserver les accessoires conducteurs tels que les gants, les chaussettes et les genouillères en bon état et garantir leur efficacité à long terme, il est important d'en prendre soin et de les nettoyer régulièrement.

Voici quelques conseils sur la manière de laver les accessoires conducteurs :

- Bien que la plupart des accessoires conducteurs soient lavables, il est important de lire les instructions fournies par le fabricant afin de les nettoyer correctement et de s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
- Retirez tous les câbles électriques : Avant de laver les accessoires conducteurs, veuillez à retirer tous les câbles électriques. Ne lavez jamais les accessoires conducteurs avec les câbles encore connectés.
- Lavage à la main ou en machine : La plupart des accessoires conducteurs peuvent être lavés à la main ou en machine. Si vous choisissez de les laver en machine, utilisez toujours le cycle délicat ou laine à basse température. N'utilisez que des détergents doux. Si vous les lavez à la main, utilisez de l'eau tiède et très peu de détergent.
- Ne pas utiliser de sèche-linge : évitez d'utiliser un sèche-linge ou une source de chaleur élevée pour sécher les accessoires conducteurs. Laissez-les sécher à l'air libre, loin des sources de chaleur.
- Stocker les accessoires conducteurs dans un endroit sec et frais : une fois secs, les accessoires conducteurs doivent être stockés dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

En résumé, pour maintenir en bon état les accessoires conducteurs tels que les gants, les chaussettes et les genouillères, nettoyez-les régulièrement. Lisez les instructions du fabricant, retirez les câbles électriques avant de les laver, évitez le séchage en machine et conservez les accessoires dans un endroit sec et frais.

## COMMENT DÉMARRER LES FRÉQUENCES

### POSITIONNEMENT DES ÉLECTRODES

Appliquer les électrodes ou les accessoires fournis sur la partie du corps concernée, en suivant le tableau de positionnement correct des électrodes à partir de la page 6 du manuel.

### INTRODUCTION DE LA FRÉQUENCE

Inscrivez sur le formulaire la fréquence correspondant au problème que vous souhaitez résoudre, en commençant par la gauche et la droite.

### DÉMARRAGE DE LA SESSION


Appuyez sur le bouton RUN/STOP pour démarrer la séance.

### FRÉQUENCES ET PAUSES

- Entrez la première fréquence et traitez pendant 7 minutes. Faites ensuite une pause d'environ 20 minutes.
- Entrez la 2e fréquence et traitez pendant 7 minutes. Arrêtez-vous pour une nouvelle pause de 20 minutes.
- Activez la 3e fréquence et traitez pendant 7 minutes. Arrêtez-vous pour une nouvelle pause de 20 minutes, et ainsi de suite.

**A**

**Crampi addominali**



### positionnement correct des électrodes

L'endroit où l'on applique les électrodes est crucial pour la réussite du traitement.

Pour positionner correctement les électrodes cutanées, il est important de tenir compte des éléments suivants :

Le courant électrique choisit toujours le chemin qui offre le moins de résistance ;

Le courant circule d'une électrode à l'autre, la zone que l'on souhaite investir doit donc se trouver au centre ;

Lorsqu'il s'agit d'atteindre un organe profond, il ne faut pas placer les électrodes trop près les unes des autres (par exemple, pour la vessie : les électrodes ne doivent pas être appliquées au-dessus mais immédiatement à l'extérieur de sa position).

Dans tous les cas, il est recommandé de laisser au moins 5 cm entre les électrodes.

Il est recommandé d'appliquer les électrodes sur les deux poignets ou de porter des gants en cas de rééquilibrage d'une zone qui ne peut être identifiée avec précision (par exemple, les allergies).

Pour le traitement accéléré d'une plaie ou d'une coupure, les électrodes doivent être positionnées de manière à ce que la plaie soit centrée entre les électrodes (la distance varie en fonction de la longueur de la coupure).

### EXEMPLE :

*Vous pouvez appliquer les électrodes sur les deux poignets, ou directement sur la partie à traiter, auquel cas vous identifieriez le quadrant de l'abdomen douloureux et appliquerez les 2 électrodes.*

- Vous introduirez la fréquence 000072 Hz dans le module et ferez un traitement de 7min.
- Pause de 20 minutes...
- Entrez la fréquence 000095 Hz et effectuez un autre traitement de 7 minutes.
- 20min. de pause...
- Composez la fréquence 000190 Hz que vous ferez pendant encore 7min....
- jusqu'à la dernière fréquence, c'est-à-dire 000304 pour 7 minutes supplémentaires...

*Vous avez terminé votre première séance avec notre MINI RIFE MACHINE..*

### AVERTISSEMENTS :

Ne jamais placer d'électrodes sur la tête (n'importe où), sur les vaisseaux sanguins du cou (carotides et veines jugulaires) ou au-dessus du cœur ;

Éviter les zones pileuses, les plaies ouvertes et les cicatrices importantes ; ne pas placer d'électrodes directement sur une articulation (coudes, genoux et chevilles) ;


Ne jamais utiliser une électrode endommagée ou qui n'adhère pas bien à la peau (vous pouvez l'utiliser tant que l'adhésif est encore efficace, normalement jusqu'à 20 fois) ;

Pendant la séance, ne restez pas en contact avec des surfaces métalliques (par exemple des chaises ou des tabourets).


À la fin du traitement, nous recommandons de masser la zone traitée avec notre huile de biofréquence, Qi Oil MHz+ Balance, en guise de post-traitement et d'anti-inflammatoire naturel et de soulagement de la douleur.

# MINI RIFE MACHINE


POSITIONNEMENT  
DES ÉLECTRODES




**Cou :**  
Maux de tête ou  
migraines.




**Cou - Épaule :**  
Syndrome cervical, céphalée  
de tension, douleur de  
l'articulation vertébrale.  
Position : diagonale.  
Douleurs musculaires  
Position : parallèle.




**Abdomen :**  
Renforcement abdominal,  
crampes, douleurs,  
affections diverses.  
Position : parallèle.




**L'épaule**  
Douleur de l'épaule et de  
l'omoplate.



**Le dos :**  
Douleurs dorsales,  
lombosciatique, hernie  
discale.  
Position : parallèle.




**Dos :** Douleur radiculaire,  
sciaticque. Position : alternance  
le long de la zone  
douloureuse.



**Vessie**

**Enurésie, nycturie, cystite, troubles urinaires.**


**Position: au-dessus de la vessie**



**Prostate**

**Hypertrophie / hyperplasie de la prostate, prostatite.**


**Position: une électrode au-dessus de la vessie, l'autre immédiatement après le scrotum..**



**Cheville**

**Inflammation douloureuse des tendons.**


**Position: une électrode sur le dessus, sur le côté extérieur, l'autre sur le dos du pied.**



**Le pied**

**Inflammation du tendon d'Achille.**


**Localisation: aux extrémités de l'articulation du tendon.**



**Coude**

**Inflammation douloureuse des tendons.**

**Position: au-dessus et au-dessous de l'articulation.**



**Genou**

**Douleur articulaire, gonflement, traumatisme.**

**Position: au-dessus et au-dessous de l'articulation, sinon utiliser la genouillère fournie.**

## LISTE DES FRÉQUENCES

La liste ci-dessous est classée par ordre alphabétique. Dans tous les cas, si vous rencontrez des difficultés lors de la recherche d'un terme, vous pouvez effectuer une recherche manuelle. Pour trouver un mot dans un PDF, vous pouvez suivre le chemin ci-dessous :

- Utilisez la combinaison de touches "CTRL + F" si vous utilisez un PC Windows ou "CMD + F" si vous utilisez un Mac.
- Une fenêtre de recherche apparaît dans le logiciel PDF, dans laquelle vous pouvez taper le mot ou la phrase que vous souhaitez rechercher.
- Cliquez sur le bouton "recherche" pour lancer la recherche.
- Les résultats de la recherche seront affichés en surbrillance dans le document, avec la possibilité de cliquer sur les flèches pour passer d'un résultat à l'autre.

DÉSÉQUILIBRE	FRÉQUENCES
<b>A</b>	
Crampes abdominales	72,95,190,304
Inflammation abdominale	2720,2489,2170,1865
Douleur abdominale	10000,3000,95
Adénoïdes, nez	1550,802,880
Les surrénales	1335
SIDA 0, Système immunitaire	727,787,880
SIDA Sarcome de Kaposi	249,418
SIDA/VIH	22000,30000,434000
Alcoolisme	10000
Allergies 1	72,300,333,880,5000
Alopécie, cheveux	727,465,146,800
Aménorrhée, Menstruations	1550,802,787,760,727
Anémie	5000
Anévrisme	222530,458500,518920,688290
Colère et irritabilité	3.6,6.3
Angine de poitrine	333,428,465,660,727,776
Spondylarthrite ankylosante	787,776,727,650,625
Anthrax	500,633,1365,768
Anxiété	1800,304,6130
Apoplexie	522,555.1,600,625,727
Appendicite	880,787,727,190,10,650
Appétit Manque de	20,72,444,465,727
Artériosclérose	352930,451170,519680
L'arthrite en général	2720,1664,1550,962
Arthrite Arthralgie due à Je dois aller sur	9.39
Arthrite 2	7,9.39,9.4,10,28,30,40
Aspergillus Flavus, poumon	1823,247,1972
Aspergillus Glaucus	524
Aspergillus Niger	374
Aspergillus Glaucus, cerveau	524
Asthme 1, poumon	1283,1233,4.7

Asthme 4, poumon	4.7,1233,3672,7344
Ataxie générale, nerveuse	650,727,776,787
Pied d'athlète, pieds	5000,644,766,464
Aura Builder, Energie	20
<b>B</b>	
Le virus Bacillus Coli, Intestin	770
Mal de dos	10000,1550,880,802
Infections bactériennes	866,664,690,727
Maladie de la vésicule biliaire	10000,880,832,787
Maladies du sang, sang	880,787,727,5000
Équilibrer la pression sanguine 1	10.5
Sang purifiant 1, Sang	3.92
Bulles 1	60,100,333,465
Bulles ouvertes	20
Croissance osseuse	25,50
Abcès cérébral	25750,87500,325110
Maladies du cerveau	90000,375110,497610
Champignon du cerveau 1	2608
Cancer du sein	5120,27500,95750,150000
Maladies du sein	35160,92500,355720,412330
Tumeurs mammaires	787,880,2008,2127
Difficultés respiratoires	100
Syndrome de Bright 1	727,787,880,1500
Bronchopneumonie	683,688,766,
Maladies bronchiques	2500,3000,75850,95160
Asthme bronchique	690,1233,1234
Bronchite	1234,880,464,452
Brucella Melitensis	1423, 1420-1425
Ecchymoses	787,880,10000
Peste bubonique	500
Calli	20,2720,10000
Burns	25750,87500,225000,450000
Bursite	20000,62500,125750,150000
<b>C</b>	
Le cancer de base	1050,2050,2127,3022
Cancer du sein	27500,85000,95750,150000,525710
Tumeur carcinoïde	520,600,930,12690,125000,269710
Cancer du col de l'utérus	466,907
Cancer du glioblastome	2128,2180,800,664
Cancer Leucémie	424,830,901,918

Cancer Lymphome	120,350,930,12330,25230,35680
Cancer Mélanome	1050,2050,2128,2008,2217
Cancer Mélanome	102250,212750,321200,545680,795610
Cancer de la prostate	688,690,727.5,748,766,787,790
Cancer Sarcome	727,787,880,2000,
Candida	3176,2489,1395
Carbocles	644,647,744,745
Carcinome à petites cellules	460,750,850,2500,7500,17500
Tamponnade cardiaque	180,5500,20000,93500,175750
Canal carpien secondaire	2008,666
Cataractes	400,666,727,784,790
Catarrhe	1550,802,800,727,444,20
Infirmité motrice cérébrale	20000,85750,150000,225000
Affections cérébro-spinales	10000
Cervicite, utérus	20,727,787,880
Circulation	2000
Varicelle	40,120,57500,92500,332410
Choléra	330,843,844,1035
Enfance	180,320,25000,52500,134250
Infections à Chlamydia	7500,72500,130000,367500
Chlamydia Pneumoniae	,620,940,1880,1886,3760
Fatigue chronique	727,787,880,10000
Syndrome de fatigue chronique	105,120,148,172,11875
Circulation	586
Cladosporium Fulvum	438,233,776,510
Pieds et mains froids	200,727,787,880,5000
Froid à la tête ou à la poitrine	880,1550,5000,10000
Ulcères de refroidissement	664,785,822,895,944,1043
Colique	130,230,620,1000,7500
Colite	440,802,832,880
Colite Catarrhe muqueux de Colon	727,787,800,880,10000
Faible conductivité	20, 727, 787, 880, 5000, 10000
Conjonctivite	850,225530,327500,455950
Constipation	727,787,800,880
Contractions Arrestations Échappements	20,727,787,880
Convulsions Spasticité	9.19,8.25,7.69
Pieds avec callosités	787,880,5000,10000
Trouble du nez Coryza	727,787,880,5000
Constalgie	10000,880,787,727
Toux	522,524,525,146,1500
Coxsackie	380,422,424,435,595,676
Crampes en général	36,727,787,880,10000

Torticolis	727,787,880,5000
Coupes	20
Cystite de la vessie	20,465,727,787,800,880
<b>D</b>	
Ecailles de pellicules	20,727,787,880,5000
Surdit�	10000,1550,880,802
Dentisterie g�n�rale	640,1036,1043,1094
Infection dentaire	1600,1550,1500,1094
D�pression g�n�rale	35,73,787,800,3176
D�toxification des traces chimiques	684.1,1113,779.9,829.3
Acc�l�rer la d�toxification	125,165,200,444,465,522
Diab�te	1865,1850,1550,787,465
Infection du pied diab�tique	304,444,465,787,802
Diarrh�e	832,802,786,727,465
Digestion	727,787,880,5000
Diphth�rie	12690,7500,95830
Hernie discale	333,523,555,660,690
Organes distendus	880,10000
Estomac couch�	800,880,5000
Syndrome de Down	20,5000
R�ves	880,5000,10000
Ulc�re duod�nal	15000,20000,45310
Dysenterie	7250,17500,67500
Dysm�norrh�e, ut�rus	880,802,787,727,465
Dyspepsie	17850,57710,122020
<b>E</b>	
Et Coli	282,333,413,957
�coulement de l'oreille	9.19,20.660,690
Maux d'oreille	727,787,880,5000
�quilibre de l'oreille	20,727,787,880,10000
Vertiges dans les oreilles	20,727,787,880
Des oreilles qui sifflent	20,727,787,880,5000
Ecz�ma	802,787,727
�d�me	230,8970,77500
Douleur au coude	2720,3000,10000
�motions	9.19
Endom�triose	250,730,12850,7500
Glandes hypertrophi�es	20,727,787,880,10000
�nur�sie	10000,880,787,727
Epididymite	950,13610,52500
Epilepsie	870,5710,7250
Epstein Barr	428,465,660,727,776,787,880
�rysip�le	616,845

Oesophagite	727,787,880
La trompe d'Eustache	660,690,802,880,1550

Artériosclérose oculaire	787,880,10000
Œil bifocal	787,880,5000
Cataracte oculaire	727,787,880,5000
Écoulement oculaire	436,595,775,952
Troubles oculaires	1600
Yeux tombants	880,5000,10000
Flotteurs dans les yeux	1830
Œil de Fusarium général	600,625,650,746,768
Glaucome oculaire	727,787,880,5000,1600
Hémorragie oculaire	230,730,800,12690
Œil infecté	880,5000,10000
Inflammation des yeux	1.2,80
Douleur dans le nerf oculaire	727,787,10000
Fatigue oculaire	727,787,880
Paupière gonflée	787
Yeux croisés	880,5000,10000
Améliorer la vue	350,360,1830

**F**

Crampes faciales	10000,6000,304
Paralysie faciale	10000,880,787,727
Évanouissement	20
Cheveux qui tombent	660,690,1552,2170,2720
Fascia	20
Craintes	727,787,880,10000
Trouble féminin	727,787,880
Fièvre de toutes sortes	20,727,787,880,5000
Fibroma	2127,2008,802,465
Fibromyalgie, nerf	328,880,800,728,5000
Fibromyalgie	328
Fixations	20,727,787,880,10000
Ulcère fistuleux	880,832,787,727
Bouffées de chaleur	727,787,880,10000
Flatulences	1550,880,832,802
Grippe Influenza	727,787,800,880
Espagnol courant	462
Triple Nosode Influence	421,632,1242
Virus de la grippe britannique	932
Virus de l'influenza	88,728,800,2050,2180
Flocons	143,275,435,524
Intoxication alimentaire	707,717,719,
Ampoules aux pieds	465,727,787,880
Fractures osseuses	32500,217500,552710
Mouches à fruits	2167

Morsure de gel	880,787,727
Épaule gelée	10000,880,802,787
Champignon Adams	943,2644
Champignons et moisissures	1333,1155,1016,942,933
Champignon du pied	1550
Fusarium Général	768,625,746
Fusarium Oxysporum	102,705
<b>G</b>	
Maladies de la vésicule biliaire	550,950,5370,42500,162500
Calculs biliaires	1552,800,787,727,20,10000
Gangrène	950,13520,132500,490000
Gardnerella	695,782,995,329,485
Gasoden	878
Le syndrome de Gasser	332410,517500,684810
Gastrite	5260,127250,335910
Antiseptique général	760,787,802,880,1550
La rougeole allemande	517
Parasites Giardia Lamblia	1050.99,21109.72
Vertiges Vertiges	20,10000
Vertiges	20,727,787,880,5000
Morva	743,774,857,875,1273
Bosse 1, cou	321,361,517,531,532
Gozzo 2	880,5000,16000
Goitre 3	690,787,880,16000
Gonades	9
Gonorrhée	570,13610,23250
Je dois aller sur	197250,267000,602210
Grippe	1000,1192,3012,3423
Gencives	20,727,1550,1600,1800
Inflammation gingivale 1	20,465,800,880,5000
Inflammation gingivale 2	20,465,727,880,1550
<b>H</b>	
Helicobacter Pylori	438950,633100,823410
Fièvre des foins	880,787,727,20
Halitose	1550
Hallucinations	37500,96500,691270,756530
Gueule de bois	10000,522,146
Blessures à la tête 1	160,522,660,690,880,3000
Blessures à la tête 2	522,727,787,880,3000
Pression de tête	20,727,787,880,5000
Maux de tête parasitaires	125,95,73,3000
Maux de tête toxiques	3000,880,787,727,20
Maux de tête de cause inconnue	7.83,3000,650,625,600

Maux de tête	10,1.2,304
Perte auditive soudaine	391280,425520,815290
Audience	10.7
Angine de poitrine	5000
Les animaux du cœur	465,727,787,880,3000
Blocage cardiaque	59,60,61
Maladies cardiaques	67500,115700,475520
Maladies cardiaques	727,787,880,5000
Insuffisance cardiaque	220,167500,334250
Équilibre de la fonction cardiaque	696
Normalisation de la fonction cardiaque	160,250,465,660,690,696
Coeur général	20,81,162,5000
Sténose cardiaque	5000
Tonique du cœur	3000,880,787,727,465,
Maladies des valves cardiaques	137500,236420,472290
Brûlures d'estomac chroniques	1500,880,787,727,685
Vers du cœur	200,535,799,1077
Échange de chaleur	5.35
Production de chaleur	5.5,6
Troubles liés au stress thermique	7500,20000,57500
Hémorragie 1, sang	1550,802
Hémorragie 2	800,802,1550,10000
Hémorroïdes 1	727,800,880
Hémorroïdes 2	774,802,880,1550
Hémorroïdes 3	727,802,880,1550
Hémorroïdes 4	880,1550,4474,6117
Hépatite A	321,3220
Hépatite B	180,870,5290,27500,45560
Hépatite générale	880,802,727,477,329
Hernie	5580,150000,475850
Hernie discale, estomac	10000,787,727,2720
Herpès général	1552,2489,2950
Herpès général secondaire	18500
Herpès Simplex	322,343,476,822,843
Herpès Zoster	1557,574
HHV5	1045,2145,8848
HHV6	228,1820,7281
Hypertension artérielle	787,880,10000
Glycémie élevée	500,522,600,800
Douleur à la hanche	880,787,727,20

La maladie de Hirschsprung	8220,47500,72510
Hirsutisme	490,263020,515780
Urticaire	522,727,787,880,1800
Voix rauque	880,760,727
Ancylostoma	6.8,440,2008,5868
Bouffées de chaleur	10000,880,787
Hydrocèle	880,787,727
Hypertension artérielle	75790,425790,719340
Hypocondrie	1,488,588
Hypotension	727,787,880
Hypoxie	787,880,10000
Symptômes hystériques	727,787,880,5000
<b>I</b>	
Iléocolite du côlon Inflammation	802,832,440
Impuissance	880,802,787,727,125
Indigestion	465,727,787,880,10000
Infection Toute	880,787,727,465
Infection osseuse	690,1800,10000
Infections générales Tertiaire	1800,2720,3040,40000
Inflammation	103000,362500,692010,825000
Influenza 1983	424,730,734,428
Influenza 1993	522,615,778,850
Influenza 1994	689,697,699,798
Influence	7766,2050,2008,800,786,728
Blessures	5000
Irritabilité	5000
Insomnie	1550,1500,880,802,6000
Capacité intellectuelle	15.4
Intellectualité	141.27
Névralgie intercostale	787,776,727,125,20,1865,444
Inflammation intestinale	105,791
Intestin	2.67,281.0
Spasmes intestinaux	727,787,5000
Intoxication	10000
Irritabilité	5000
Démangeaisons	444,125,95,72,20,1865
Démangeaisons de l'anus et des orteils Bleu	727,787,880,5000
<b>J</b>	

Jaunisse	7500,12050,152500
Maladies articulaires	570,38830,222720
Inflammation des articulations	727,787,880,10000
Douleurs articulaires	28,95,240,522,600
Mobilité des articulations	18
Joy	1126,1927,3127
Jupiter	183.58
<b>K</b>	
Rene	1600,1550,1500,802,650
Maladies rénales	122500,211000,305850
Insuffisance rénale aiguë	40000,150000,524940
Calculs rénaux	787,880,10000,6000
Tonique des reins en général	880,20,10000,800,5000,3000
Blessure au genou	127760,309600,436090
<b>L</b>	
Troubles de la lactation	620,7500,8000,2500
Infection du larynx	440,444,465,660,690
Faiblesse Épuisement	20,727,787,880
Laxatif léger	20,727,787,800,802,880
Lèpre	600
Leucocytozoon	991.5,19914.83
Leucémie	424,830,901,918
Leucopénie	7500,15690,35540
Maladies du foie	17500,30000,160100
Hypertrophie du foie	727,787,880
Convulsions locomotrices	7.69,8.25,9.18
Dysfonctionnement locomoteur Incoordination	650,625,600,444
Faible pression sanguine	20,727,787,880
Lumbago	30,190
Vertèbres lombaires	727,787,880,10000
Poumons	5.35,12
Lupus	243,352,386,921
Maladie de Lyme	4200,2050,2016,1520,1455
Lyme	605,673,1455,797
Stase lymphatique	3176
Lymphome non hodgkinien	1340,1440,1744,2004,2008
<b>M</b>	
Paludisme	222,550,713,930
Rougeole	442,443,467,520

Mélanome	700,32800,102250,212750
La maladie de Ménière	802,880,787,727
Méningite	322,822,1044,1422
La concentration mentale	10000,7.82
Contact mental	3,582,295
Troubles mentaux	146,10000,125,95
Migraine	10
Miracles	528
Moule	523,565,592,623
Mononucléose	663,667,669,738
Mal des transports	680,830,72520
Mucopolidose	250,650,2500
Mucor Plumbeus	361
Myélome multiple	970,12500,27500
Sclérose en plaques	730,3950,17510
Réparation des muscles	5000
Spasticité musculaire	130,400,620
Muscles raides	304
Dystrophie musculaire	153
Mycoplasma fermentans	2900,864,790
Mycoplasme Général	2842,1147,1113
Mycoplasma pneumonia	688
<b>N</b>	
Nanobacter	634
Nausées	396000
Douleur au cou	800,7500,142530
Néphrite, rein	880,787,727
Syndrome néphrotique	130,240,780
Inflammation nerveuse	727,787,880,10000
Système nerveux central	6000
Maladies du système nerveux	650,930,2750
Calme le système nerveux	2
Névralgie	8000,77500,196500
Névralgie générale	802,1550,833,2720
Neurite Inflammation des nerfs	727,787,880,10000
Névrose, mentale	28
Le besoin de nicotine	38
Sevrage de la nicotine	10
Nocardia Asteroides	228,231,237,694
Troubles du nez	20,440,727,787

Engourdissement	1600
<b>O</b>	
Orchite, testicule	1600,1550,802,1500
Oligurie	7500,15910,47500,87500
Arthrose	77500,187500,358810
Ostéomyélite	7730,72250,105290
Otosclérose, oreille	9.19
Kyste ovarien	982
<b>P</b>	
La douleur	5260,27500,52500,225470
Pancréas	10
Paralyse	220,970,7500,22500
Les parasites Ascaris	442,8146,751
Capillaria Hepatica parasites	1060.91,21308.86
Nuisibles - Général	96,112,120,152,651
la maladie de Parkinson	813
Maladie inflammatoire pelvienne	460,33010,72500
Penicillium Chrysogenum	344,868,1070,2411
Penicillium Notatum	321,555,629,825,942
Penicillium Rubrum	332,766
Péricardite	80,350,750,12930
Maladie parodontale	1800
Péritonite	727,787,880
Pharyngite	140,220,730,5250
Teigne	70,520,750,3970
Fièvre de la glande pinéale	20,10000
Maladies de la plèvre	130,350,5850,17500
Épanchement pleural	170,310,820,7500
Pleurite	80,410,1470,5250
Pneumonie	50,350,750,930,5710
Poliomyélite	120,750,37930
Progeria	40,120,950,12850
Troubles de la prostate	360,73,95,125,465
La glande prostatique	5000
Cancer de la prostate	666,690,727,2008,2127
Prostatite	100,410,522,146,2720
Démangeaisons	490,9650,57500
Psoriasis	550,1780,5970,85150
Pyorrhée	444
Combinaisons pyrogènes	341,356,673

<b>Q</b>	
La fièvre Q	1357
Quadriplégie	150,460,950,5850
<b>R</b>	
Colère	547,793
Hébergement	3.5
la maladie de Raynaud	70,500,970
Maladies du rectum	190,520,570
Reuma	952
Rhinite	20,120,1550,802
Rachitisme	70,460,1560
Teigne, peau	422,442,732,5000
Rosacée	20,520,730,830
Rubéole	431,510
Rubeola	342,467,520,1489
<b>S</b>	
Syndrome	7870,27500,227500
Sarcoïdose	70,500,37500,75560
La scarlatine	437,880,787
Sciatique	190,500,700,970
Schizencéphalie	500,570,950,52300
Sciatique	500,700,970,14630
Effet sédatif	2.5
Convulsions	950,67500,150000
Faiblesse sexuelle	20,727,880,10000
Choc septique	220,55000,62500
Blessures à l'épaule	5500,32500,125710
Shigella	621,762,769,770,1550
Herpès zoster, viral	664,787,802,880
Sinusite	952,741,682,320,160
Maladies de la peau	370,7250,45750
Maladie du sommeil	120,20
Disques glissants	125,880,787,727
Intestin grêle	281.6
Variole	142,476,511
Sens de l'odorat Perte de	20,10000
Sens de l'odorat trop sensible	727,787,800,880
Eternuement	880,787,727,465,146
Le soi social	12
Mal de gorge	2720,2489,1800

Spasme	320,600,32500
Spasmes musculaires	6.8
Discours	8.22
Sténose rachidienne	970,7500,125710
L'amour spirituel	211.44
Sagesse spirituelle	10
Spleen	4.6,147
Spondylite	28
Babbling	10000,20,6000,7.83
Infections staphylococciques	727
Raideur de la nuque	4.9,6,9.19
Épaule rigide	10000,727,766,20
Estomac	5.14,10
Troubles de l'estomac	125,95,72
Infections streptococciques	5250,47500,70000
Streptothrix	2890,222,262,2154
Le stress augmente la tolérance	7.83
Accident vasculaire cérébral	90,120,620,15170
Stye, Eyes	10000,880,787
Coup de soleil	444,440,190
Chirurgie Anesthésie Désintoxication	522,146
Syphilis	177,650,625
Conditions systémiques	422,450,660
Syndrome	7000,13980,132410
<b>T</b>	
Goûter	10.3
Goût Manque de	10000,20
Coude de tennis	80,7250,50000
Tétanos	554
Maladies thalamiques	25000,55750,125000
Muguet	414,465
Stimulant de la glande thymus	20,727,787,880,5000
Acouphènes	240,570,87500
Amygdalite	452
Amygdales	802,1500,880,832
Mal de dents	1550
Élimination des toxines	0.5,522,146,1552,800
Trachome	190,370,780,950
Trauma	96,192,300,760,3000
Tremblement	400,600,850,5090

Treponema 1	6600
Treponema 2	20,600,625,626
Treponema Pallidum	660,902
Tuberculose	80,400,730,900
Formulaire d'adhésion pour la tuberculose	541,583,802,803
Module du virus de la tuberculose	2565,1552
Fièvre typhoïde	1550,802,690,1800
<b>U</b>	
Ulcères en général	802,784,2489
Ulcères 1	776,787,802
Ulcères 2	787,832,880,1600
Ulcères 3	727,776,787,880
L'esprit inconscient	211.44
Urétrite, Uréthro	2127,1800,1600,1550
Urticaire	600,930,2250
<b>V</b>	
Vaccin	476
Maladie vaginale	120,850,5620
Vanadium	16400
Varicelle	345,668,716
Varicocèle	190,570,5910,52500
Variola	511,2132,2544,876
Thrombose veineuse	685,776,1500
Troubles visuels	650,25050,87500
Vitiligo	20
<b>W</b>	
Verrues	160,350,17500,37500
Fièvre du Nil occidental	40,520,750,2500
Coup du lapin	20
Production de globules blancs Normaliser	1434
Coqueluche	46,284,526,697
Cicatrisation des plaies	2720,880,787,727,220
<b>X</b>	
Xanthemia	146,250,444,600,625
Xeroderma Pigmentosum	12850,40000,65160
<b>Y</b>	
Yaws	32500,50000,90000
Levure de boulangerie	843
Levure cervicale	788,706,771

Fièvre jaune	142,178,232,432
Infections à Yersinia	12850,35160,93500,269710
Yersinia Pestis	333
<b>Z</b>	
Zéaralénone	100000
Le syndrome de Zellweger	930,2750,7500
Zinc	14050
Zoonose	520,2750,17500
Zygomycose	942,623,733

### FRÉQUENCES DE CERTAINS ORGANES ET PARTIES DU CORPS.

Appliquez les électrodes fournies sur l'organe ou la partie où la douleur est ressentie.

<b>Organe</b>	<b>Fréquence Hz</b>
Sang	322
Surrene	493
René	320
Foie	318
Vessie	352
Intestin	281
Poumon	220
Colon	176
Vessie biliaire	164
Pancréas	117
Estomac	110
Cerveau	316
Cellules graisseuses	296
Muscles	324
Bones	418

### fréquences des nutriments Minéraux pour le corps.

Appliquez les électrodes fournies sur les deux poignets. Si vous avez des gants Rife à la place, il vous suffit de les porter.

Élément	Fréquence Hz
Chrome	384
Molybdène	336
Football	320
Manganèse	400
Fer	416
Potassium	304
Iode	424
Cuivre	464
Phosphore	480
Zinc	480
Sélénium	272

**CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :** Nous tenons à préciser que la science ne reconnaît pas actuellement comme scientifiques certains concepts que nous exprimons dans ce dossier. Les contenus, en application du décret législatif 70 du 09/04/2003, ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, prévenir ou guérir des affections ou des maladies. Toutes les informations ne sont pas destinées à se substituer aux conseils et aux avis des médecins ou d'autres professionnels et n'ont pas pour but d'encourager les utilisateurs à remplacer un médicament ou une cure. L'appareil (**Portable Rife Machine**) n'est pas un dispositif médical, ne fonctionne pas directement pour le traitement des maladies et est destiné à être utile pour améliorer l'énergie personnelle par la connaissance et l'application des énergies subtiles. Les effets bénéfiques et les résultats obtenus doivent être considérés comme indirects en raison des améliorations résultant de l'utilisation de notre technologie.

## Frequencies of Mineral nutrients for the body.

Apply the supplied electrodes to both wrists. If you own Rife Gloves instead, wearing them will be sufficient.

**DISCLAIMER:** We point out that science at present does not recognize as scientific some concepts we express in this file. The contents, in the implementation of Legislative Decree 70 of 09/04/2003, are not intended to diagnose, treat, prevent or cure disorders or diseases. All information is not intended as a solution to replace the advice and opinions of doctors or other professionals and is not intended to stimulate users to replace any medicinal product/cure. The device (Portable Rife Machine) is not a medical device, does not operate directly for the treatment of disease, and should be understood to be useful for improving personal energy through the knowledge and application of subtle energies. Any beneficial effects and results obtained, are to be considered indirect due to the improvements resulting from the use of our technology.

## **BIBLIOGRAPHIE**

Popular Science - "Movie New Eye of Microscope in War on Germs" von H.H. Dunn, Juni 1931. Über Rifés Mikroskop, seine Arbeit mit Krankheitserregern und Kinofilme, die dasselbe zeigen.

California and Western Medicine - Diese Dokumente aus der Dezemberausgabe 1931 dieser Zeitschrift enthalten drei zusammenhängende Artikel: einen wissenschaftlichen Artikel "Observations on Bacillus Typhosus in its Filterable State" (Beobachtungen über Bacillus Typhosus in seinem filtrierbaren Zustand), der von Dr. Arthur Kendall und Dr. Royal Rife gemeinsam verfasst wurde; einen Leitartikel "Is a New Field About To Be Opened in the Science of Bacteriology?" (Wird ein neues Feld in der Wissenschaft der Bakteriologie eröffnet?); und eine Nachricht über die Vorführung des Rife-Mikroskops und das anschließende Abendessen bei Dr. Milbank Johnson am 20. November 1931, die eine Liste der Teilnehmer enthält.

California & Western Kendall-Rife-Artikel  
Leitartikel von California & Western  
California & Western Vorführung des Rife-Mikroskops

Science - Am 11. Dezember 1931 veröffentlichte die Beilage dieser bekannten Zeitschrift einen Artikel mit dem Titel "Filterable Bodies Seen with the Rife Microscope". Der Artikel gibt einen Überblick über die Demonstration von Rife und Kendall in Pasadena, Kalifornien, einige Wochen zuvor.

The Graphic - Wissenschaftlicher Meinungsartikel 'Explanations of Science' von Professor H. Levy, vom 30. Januar 1932. Enthält ein Bild von Rife mit einem seiner Mikroskope.

Popular Science - Bild von Rife mit seinem Mikroskop Nr. 2 und langer Bildunterschrift, Februar 1932.

Science - Dieser Artikel von Dr. Arthur Kendall enthält eine vollständige Beschreibung der Wachstums- und Filtrationsverfahren, die Anfang November 1931 an Bacillus typhosus-Kulturen angewendet wurden, kurz bevor diese Kulturen nach Kalifornien gebracht wurden, um unter dem Rife-Mikroskop untersucht zu werden. Der Artikel wurde erst im März 1932 veröffentlicht und trägt den Titel "The Filtration of Bacteria".

Proceedings of the Staff Meetings of the Mayo Clinic - 'Observations on filter-passing forms of Eberthella typhi (Bacillus typhosus) and of the streptococcus from polyomyelitis', von Edward C. Rosenow, Juli 1932. Da eine Kopie der Originalausgabe der Zeitschrift noch nicht gefunden wurde, ist dieser Artikel eine Transkription des Originalartikels, dessen Verfasser unbekannt ist.

Science - 'Observations with the Rife microscope of forms of micro-organisms passing the filter', von Edward C. Rosenow, 26. August 1932.

Popular Science - Bild von Rife mit seinem Mikroskop #3 und einer langen Bildunterschrift, Oktober 1940.

Journal of The Franklin Institute - 'The New Microscopes' (Die neuen Mikroskope) von R.E. Seidel, M.D. & M. Elizabeth Winter, Februar 1944. Untersucht die jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Mikroskopie; ein bedeutender Teil des Artikels ist dem Universalmikroskop Rife Nr. 3 gewidmet. Mit Fototafeln im Hauptteil des Textes; zahlreiche Verweise. Enthält Fototafeln im Textteil; zahlreiche Verweise.

The Smithsonian Institution - "Die neuen Mikroskope" von R.E. Seidel, M.D. und M. Elizabeth Winter, 1945. Nachdruck des 1944 im Journal of the Franklin Institute veröffentlichten Artikels. Bespricht die jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Mikroskopie; ein großer Teil des Artikels ist dem Universalmikroskop Rife #3 gewidmet. Fototafeln befinden sich am Ende des Artikels.